



APTOS

METODY NIŤOVÉHO LIFTINGU

PRVNÍ NIŤ NA SVĚTĚ

OBSAHUJÍCÍ

kyselinu hyaluronovou



Složení nití:

Nitě jsou tvořené kyselinou polymléčnou a kaprolaktonem s kyselinou hyaluronovou.

3.

GENERACE NITÍ APTOS
S KYSELINOU HYALURONOVOU

Visage

P(LA/CL)HA nitě mají vylepšenou strukturu vláken, a přinášejí tak pleti další výhody. Pružnost a struktura pokožky se zlepšuje ihned po implantaci nití.

- Nitě s více háčky
- Kanyla s kulatým hrotem
- Niť vložená uvnitř kanyly



Nová revoluční struktura nití

Na světovém trhu první a jediná liftingová niť obsahující
kyselinu hyaluronovou

Novinka je tady!

Jste připraveni?

Limitovaná edice je tvořena 8203 baleními Visage Excellence method s kyselinou hyaluronovou. Limitovaný počet balení nítí symbolizuje počet dní od chvíle, kdy Aptos v roce 1996 vstoupil na trh. Tato limitovaná edice bude k dostání celosvětově.



- Biologická rovnováha
- Protizánětlivé účinky
- Tvorba kolagenu
- Zpevňuje pokožku
- Prodlužuje hydrataci

HLAVNÍ VÝHODY

P(LA/CL)HA nitě mají během 14-90 dnů po implantaci příznivější účinek na pleť:

1. Stablnější flouščka kapsulace zapadající do normálního průběhu zapouzdření materiálu, s menším výskytem zánětlivých reakcí.
2. Znatelně kratší doba rehabilitace.
3. Intenzivní produkce elastinu již velmi krátce po implantaci.
4. Aktivace kolageneze podporuje včasné zotavení, zvýšení hustoty, pevnosti a elasticity stárnoucí dermis.



V balíčku

P(LA/CL) nitě s háčky USP 2/0, EP 3, 190 mm – 10 ks
Dutá jehla s kulatým hrotem 20Gx150mm, rovná – 10 ks
Dutá jehla s kulatým hrotem 23Gx80mm, rovná – 1 ks
Lancetová jehla s mikrohrotem 18Gx40mm, rovná – 1 ks
Odnímatelné upevnění jehly

VÝSLEDKY ZÁKROKŮ

PŘED

PO

